

Méthodes de traitement des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) des professionnels en soins de ville

enquête
nationale
2026

115 questionnaires
complétés

25
médecins
dont 2
spécialistes

84
infirmier(ère)s

6
autres
professions

(sage-femme, kinésithérapeute,
biologiste, audioprothésiste)




55,7% exerçant
au sein d'un **groupe**

41,7% exerçant
depuis **moins de 10 ans**




Types de DMR utilisés

% de répondants utilisant des DMR



DMR les plus fréquemment utilisés



Méthodes de traitement les plus utilisées

DMR non critiques
64,3 %
par **essuyage humide** avec
un détergent-désinfectant (d/d)



DMR semi-critiques
62,5 %
par **immersion** dans un d/d



DMR critiques
62,2 %
par **immersion** dans un d/d



DMR non critiques

Des méthodes de traitement hétérogènes

62,5 %
des **médecins** utilisent
de l'**eau et du savon**
pour traiter certains DMR



74,4 %
des **infirmier(ère)s** utilisent
du **papier / lingette imprégnée de d/d**
pour traiter certains DMR



DMR critiques

Des niveaux de traitement variables

Méthode de
désinfection
52,3 %




Méthode de
stérilisation
47,7 %



Les DMR critiques cités étaient tous stérilisables.
En cas de DMR **thermosensibles**, la désinfection serait conforme. ✓

Une forte demande d'accompagnement



Conclusion

Des DMR largement utilisés...
avec des pratiques qui restent hétérogènes.

Les professionnels des soins de ville sont sensibilisés
au risque de transmission indirecte des infections.

**Il apparaît essentiel de leur proposer des outils
validés et pratiques pour l'entretien des DMR.**



En cas de question, n'hésitez pas à contacter le **CPias**
(Centre d'appui pour la prévention des infections associées
aux soins) de votre région.

→  **Coordonnées**



Retrouvez la fiche de la mission PRIMO sur la
réutilisation des dispositifs médicaux en cabinet :



Bon à savoir

✗ L'utilisation du **Poupinel** est **à proscrire**



✓ **DMR critiques stérilisables** : la **stérilisation**
(vapeur d'eau ou peroxyde d'hydrogène)
reste la **méthode de référence**



✓ **DMR non critiques** : un **essuyage** avec
une **lingette imprégnée de d/d** de bas niveau
ou une **immersion dans un d/d** est attendue
(fait en pratique au minimum une fois par jour)

